



BioSmile
ASC



Lorsque le sur-mesure devient le standard

CATALOGUE PROTHÈSE & LABORATOIRE 2018

BioSmile
I n t e g r a t i o n

INDEX

Gamme et compatibilité systèmes implantaires

P4. Nobel Brånemark Hexagon externe compatible

P5. NobelReplace® (Trilob) compatible

P6. Nobel CC Conical Connection compatible

P7. Straumann® Tissue Level compatible

P8. Straumann® Bone Level compatible

P9. Astra Tech OsseoSpeed™ compatible

P10. Astra Tech OsseoSpeed™ EV compatible

P11. Zimmer Tapered Screw-vent® compatible

P12. Anthogyr compatible,
Global D compatible,
Biotech Dental compatible

P13. Pilier Multi-unit™ compatible

P15. Instruments Clinique et Laboratoire

CONTACTS & COMMANDES

Commandes

Daisy de Macedo

Lundi-Vendredi 09h00 - 17h00

+33 (0)1 85 76 47 77

daisy@biosmileintegration.com

Commerciale

Eline Escobar

+33 (0)6 28 55 78 58

eline.escobar@biosmileintegration.com

Directeur commercial

Mikael Escobar-Bach

+33 (0)6 03 31 34 23

mikael.escobar@biosmileintegration.com

Responsable production

Karim Loughsala

+33 (0)6 11 80 66 28

karim.loughsala@biosmileintegration.com

CONDITIONS DE LIVRAISON

France (hors DOM TOM)

Toutes les commandes (excl. Solutions Personnalisées) passées avant 15h00 sont envoyées en express pour une livraison le lendemain. Prix affichés en €HT, le taux de TVA en vigueur est à ajouter au prix indiqué.

Frais de livraison : €12,00 HT pour toutes commandes inférieures à €150,00 HT.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Coordonnées Bancaires

Crédit Mutuel - 12, avenue de General du Gaulle
95230 Soisy sous Montmorency

Cpte. 10278 06346 00021320602 26

IBAN. FR76 1027 8063 4600 0213 2060 226

BIC/SWIFT. CMCIFR2A

Cartes bancaires

Contacter le service de commande pour les paiements par carte bancaire.



Conditions de paiement

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat. Le taux de pénalités en cas de retard de paiement est 4 fois le taux d'intérêt legal en vigueur. Les Indemnités forfaitaires de recouvrement sont de 40 euros. TVA payée sur debits.

CGV - Détail des Conditions Générales de Vente BioSmile Integration disponible sur le site www.biosmileintegration.com

Les solutions transvissées Optimisées et Personnalisées

BioSmile ASC

La demande de solutions transvissées unitaires et plurales augmente rapidement en raison de la simplicité de maintenance à long terme des restaurations prothétiques.

Toutes les solutions BioSmile Integration transvissées sont proposées avec BioSmile ASC - Angled Screw Channel offrant la possibilité de réaliser une prothèse transvissée unitaire ou plurale avec récupération d'axe prothétique jusqu'à 25°.

Toutes les Solutions Optimisées et Personnalisées BioSmile Integration sont livrées avec 2 vis prothétiques, vis standard pour les vissages droits Classique et vis de couleur jaune pour BioSmile ASC les vissages angulés.

Solutions Standard Optimisées

BioSmile CoCr-base™ ASC


Cylindres de laboratoire en Chrome Cobalt permet de réaliser des restaurations prothétiques unitaire ou plurale transvissée en utilisant des techniques traditionnelles de wax-up et coulée des alliages non-précieux avec une connexion armature - implant ou pilier implantaire précise.

BioSmile Ti-base™ ASC

Piliers base en titane offre la possibilité de réaliser des restaurations transvissées esthétiques unitaires et plurales en céramique pressée, zircone avec CFAO ou simplement en utilisant des techniques traditionnelles de wax-up et coulée des alliages non-précieux.

BioSmile Invisi-base™ ASC

Piliers base en titane est une solution optimisée par BioSmile Integration spécialement conçue pour les restaurations plurales transvissées en zircone avec CFAO sur piliers implantaires avec une exigence esthétique très élevée. La base en titane devient totalement invisible dans la restauration en zircone éliminant tout métal grisâtre visible.



Solutions Personnalisées

BioSmile Custom Abutment™ ASC

Piliers personnalisés en Titane et Chrome Cobalt fabriqués selon une méthode CFAO développée et brevetée par BioSmile Integration. Piliers conçus pour des restaurations scellées et transvissées grâce au **BioSmile ASC**.


BioSmile Custom Bridge™ ASC

Bridges homothétique en Titane et Chrome Cobalt fabriqués selon une méthode CFAO développée et brevetée par BioSmile Integration. Bridges conçus pour des restaurations transvissées optimisées avec **BioSmile ASC**. Disponible à l'automne 2018



POURQUOI CHROME-COBALT ET BIOSMILE ASC ?

Piliers et Bridges personnalisés anatomiques en Chrome-cobalt avec BioSmile ASC permettent une application directe de la céramique et constituent une solution efficace, esthétique et économique pour les restaurations prothétiques transvissées unitaires et plurales.



Nobel Brånemark Hexagon externe compatible

	NP	RP	WP	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			
	BSI 0200 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0203 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0206 Ø5.8 H3.0mm	19,00
	BSI 0201 Ø4.8 H4.0mm	BSI 0204 Ø4.8 H4.0mm	BSI 0207 Ø5.8 H4.0mm	
	BSI 0202 Ø4.8 H5.0mm	BSI 0205 Ø4.8 H5.0mm	BSI 0208 Ø5.8 H5.0mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)			
	BSI 0210 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0213 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0218 Ø6.0 H1.0mm	48,00
	BSI 0211 Ø4.8 H2.0mm	BSI 0214 Ø4.8 H2.0mm	BSI 0219 Ø6.0 H2.0mm	
	BSI 0212 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0215 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0220 Ø6.0 H3.0mm	
		BSI 0216 Ø4.8 H4.0mm		
	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)			
SOLUTIONS LABORATOIRE	BSI 0333 Ø4.8 17° H2.0mm	BSI 0335 Ø4.8 17° H2.0mm		78,00
	BSI 0334 Ø4.8 17° H3.0mm	BSI 0336 Ø4.8 17° H3.0mm		
		BSI 0338 Ø4.8 30° H4.0mm		
	Transfert d'empreinte Classique, Porte empreinte Ouvert (incl Vis guide)			
	BSI 0281 Anti-rotationnel	BSI 0282 Anti-rotationnel	BSI 0283 Anti-rotationnel	25,00
		BSI 0284 Rotationnel		
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0290 Rotationnel	BSI 0291 Rotationnel	BSI 0294 Rotationnel	29,00
	BSI 0295 Anti-rotationnel	BSI 0296 Anti-rotationnel	BSI 0297 Anti-rotationnel	
	Vis prothétique Titane (35Ncm)			
CFAO	BSI 0240 Standard Unigrip™	BSI 0241 Standard Unigrip™	BSI 0242 Standard Unigrip™	12,50
	BSI 0243 ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0244 ASC Torx06 «Couleur jaune»		
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0342 Ø4.3 H2.0mm	BSI 0325 Ø5.0 H1.0mm	BSI 0344 Ø5.8 H2.0mm	48,00
	BSI 0324 Ø4.3 H3.0mm	BSI 0343 Ø5.0 H2.0mm		
		BSI 0326 Ø5.0 H3.0mm		
	BSI 0345 15° Ø4.3 H2.0mm	BSI 0346 15° Ø5.0 H2.0mm		58,00
	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)			
	BSI 0221 ASC Rotationnel	BSI 0222 ASC Rotationnel	BSI 0223 Rotationnel	25,00
	BSI 0224 ASC Anti-rotationnel	BSI 0225 ASC Anti-rotationnel	BSI 0226 Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0238 ASC Rotationnel	BSI 0239 ASC Rotationnel		38,00
	BSI 0269 ASC Anti-rotationnel	BSI 0270 ASC Anti-rotationnel		
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0261 ASC Rotationnel	BSI 0262 ASC Rotationnel		48,00
	BSI 0263 ASC Anti-rotationnel	BSI 0266 ASC Anti-rotationnel		
	Analogue de laboratoire			
	BSI 0229 Analogue d'implant	BSI 0230 Analogue d'implant	BSI 0231 Analogue d'implant	10,00
	BSI0229-5 Analogue d'implant 5-pack	BSI0230-5 Analogue d'implant 5-pack		45,00
	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)			
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00

*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 13



NobelReplace® (Trilob) compatible


	NP	RP	WP	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0463 Anti-rotationnel	BSI 0464 Anti-rotationnel	BSI 0465 Anti-rotationnel	25,00
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0410 Rotationnel	BSI 0411 Rotationnel	BSI 0412 Rotationnel	29,00
	BSI 0413 Anti-rotationnel	BSI 0414 Anti-rotationnel	BSI 0415 Anti-rotationnel	
SOLUTIONS LABORATOIRE	Vis prothétique Titane (35Ncm)			
	BSI 0453 Standard Unigrip™	BSI 0454 Standard Unigrip™	BSI 0454 Standard Unigrip™	12,50
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0419 Ø4.3 H2.0mm	BSI 0328 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0421 Ø5.0 H2.0mm	48,00
	BSI 0327 Ø4.3 H3.0mm	BSI 0420 Ø4.8 H2.0mm		
CFAO		BSI 0329 Ø4.8 H3.0mm		
	BSI 0422 15° Ø4.3 H2.0mm	BSI 0423 15° Ø4.8 H2.0mm	BSI 0424 15° Ø5.0 H2.0mm	58,00
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0435 Rotationnel	BSI 0436 Rotationnel	BSI 0437 Rotationnel	25,00
	BSI 0438 Anti-rotationnel	BSI 0439 Anti-rotationnel	BSI 0440 Anti-rotationnel	
CFAO	Analogue de laboratoire			
	BSI 0450 Analogue d'implant	BSI 0451 Analogue d'implant	BSI 0452 Analogue d'implant	10,00
	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)			
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00



La qualité sans compromis

Quel que soit le système implantaire adopté pour la restauration prothétique, l'utilisation de composants de haute qualité est essentielle pour obtenir une réhabilitation fonctionnelle et durable. Nos composants sont compatibles avec les principaux systèmes implantaires et fabriqués dans notre propre atelier en France et en Suède.






Nobel CC Conical Connection compatible


	NP	RP	PRIX €		
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)				
	BSI 0500	Ø4.0 H3.0mm	BSI 0503	Ø5.0 H3.0mm	19,00
	BSI 0501	Ø4.0 H4.0mm	BSI 0504	Ø5.0 H4.0mm	
	BSI 0502	Ø4.0 H5.0mm	BSI 0505	Ø5.0 H5.0mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)				
	BSI 0517	Ø4.8 H1.5mm	BSI 0520	Ø4.8 H1.5mm	48,00
	BSI 0518	Ø4.8 H2.5mm	BSI 0521	Ø4.8 H2.5mm	
	BSI 0519	Ø4.8 H3.5mm	BSI 0522	Ø4.8 H3.5mm	
			BSI 0523	Ø4.8 H4.5mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)				
	BSI 0530	Ø4.8 17° H2.5mm	BSI 0532	Ø4.8 17° H2.5mm	78,00
	BSI 0531	Ø4.8 17° H3.5mm	BSI 0533	Ø4.8 17° H3.5mm	
	BSI 0539	Ø4.8 30° H3.5mm	BSI 0541	Ø4.8 30° H3.5mm	
	BSI 0540	Ø4.8 30° H4.5mm	BSI 0542	Ø4.8 30° H4.5mm	
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)				
BSI 0544	Anti-rotationnel	BSI 0545	Rotationnel	25,00	
Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)					
BSI 0507	Rotationnel	BSI 0508	Rotationnel	29,00	
BSI 0509	Anti-rotationnel	BSI 0510	Anti-rotationnel		
Vis prothétique Titane (35Ncm)					
BSI 0240	Standard Unigrip™	BSI 0241	Standard Unigrip™	12,50	
BSI 0536	ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0537	ASC Torx06 «Couleur jaune»		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0548	Ø4.0 H1.5mm	BSI 0549	Ø4.8 H1.5mm	48,00
	BSI 0513	Ø4.0 H3.0mm	BSI 0514	Ø4.8 H3.0mm	
	BSI 0550	15° Ø4.0 H1.5mm	BSI 0551	15° Ø4.8 H1.5mm	58,00
	BSI 0515	15° Ø4.0 H3.0mm	BSI 0516	15° Ø4.8 H3.0mm	
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0524	ASC Rotationnel	BSI 0525	ASC Rotationnel	25,00
	BSI 0526	ASC Anti-rotationnel	BSI 0527	ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0558	ASC Rotationnel	BSI 0559	ASC Rotationnel	38,00
	BSI 0560	ASC Anti-rotationnel	BSI 0561	ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0546	ASC Rotationnel	BSI 0547	ASC Rotationnel	48,00
	BSI 0552	ASC Anti-rotationnel	BSI 0553	ASC Anti-rotationnel	
	Analogue de laboratoire				
BSI 0534	Analogue d'implant	BSI 0535	Analogue d'implant	10,00	
BSI0534-5	Analogue d'implant 5-pack	BSI0535-5	Analogue d'implant 5-pack	45,00	
CFAO	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)				
	indivi.	Classique Titane	indivi.	Classique Titane	69,00
	indivi.	Classique Chrome cobalt	indivi.	Classique Chrome cobalt	78,00
	indivi.	ASC Titane	indivi.	ASC Titane	69,00
	indivi.	ASC Chrome cobalt	indivi.	ASC Chrome cobalt	78,00

*Les Solutions pour piliers transvissés Multi-unit sont présentées à la page 13



Straumann® Tissue Level compatible

	RN	WN	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)		
	BSI 0554 Ø5.4 H2.0mm	BSI 0555 Ø6.8 H2.0mm	19,00
	Pilier transvissé synOcta®1.5 Titane (non-stérile)		
	BSI 0506 synOcta®1.5 H1.5mm		28,00
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)		
	BSI 0662 Implant Anti-rotationnel	BSI 0663 Implant Anti-rotationnel	25,00
	BSI 0511 Pilier synOcta®1.5 Rotationnel		
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)		
	BSI 0298 Implant Rotationnel	BSI 0299 Implant Rotationnel	29,00
	BSI 0300 Implant Anti-rotationnel	BSI 0301 Implant Anti-rotationnel	
	BSI 0302 Pilier synOcta®1.5 Rotationnel		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Vis prothétique Titane (Implant 35Ncm / Pilier 15Ncm)		
	BSI 0660 Implant RN/WN Standard & ASC Torx06	BSI 0660 Implant RN/WN Standard & ASC Torx06	12,50
	BSI 0512 Pilier synOcta®1.5 Standard & ASC Torx06		
	Pilier Standard synOcta® Titane (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0647 Implant synOcta®	BSI 0649 Implant synOcta®	48,00
	BSI 0712 Implant 15° synOcta®	BSI 0717 Implant 15° synOcta®	58,00
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0643 ASC Implant Rotationnel	BSI 0644 ASC Implant Rotationnel	25,00
	BSI 0645 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0646 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0654 ASC Implant Rotationnel	BSI 0655 ASC Implant Rotationnel	38,00
	BSI 0656 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0657 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BioSmile Invisi-base™ Titane (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0538 ASC synOcta®1.5 Rotationnel		38,00
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0617 ASC Implant Rotationnel	BSI 0648 ASC Implant Rotationnel	48,00
	BSI 0618 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0658 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BSI 0543 ASC synOcta®1.5 Rotationnel		
CFAO	Analogue de laboratoire		
	BSI 0613 Analogue d'implant	BSI 0614 Analogue d'implant	10,00
	BSI 0484 Analogue pilier synOcta®1.5		
	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)		
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00
	<i>indivi.</i> ASC Titane	<i>indivi.</i> ASC Titane	69,00
	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	78,00



Straumann® Bone Level compatible

	NC	RC	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)		
	BSI 0556 Ø4.0 H2.0mm	BSI 0562 Ø5.0 H2.0mm	19,00
	BSI 0557 Ø4.0 H4.0mm	BSI 0563 Ø5.0 H4.0mm	
	Capuchon de cicatrisation Pilier Screw-retained (incl Vis prothétique)		
	BSI 0475 Ø4.6 PEEK 5-pack	BSI 0475 Ø4.6 PEEK 5-pack	28,00
	Pilier transvissé Screw-retained Titane (non-stérile)		
	BSI 0455 Ø4.6 H1.0mm	BSI 0457 Ø4.6 H1.0mm	68,00
	BSI 0456 Ø4.6 H2.5mm	BSI 0458 Ø4.6 H2.5mm	
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)		
	BSI 0683 Implant Anti-rotationnel	BSI 0684 Implant Anti-rotationnel	25,00
	BSI 0460 Pilier Ø4.6 Rotationnel	BSI 0460 Pilier Ø4.6 Rotationnel	
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)		
	BSI 0303 Implant Rotationnel	BSI 0308 Implant Rotationnel	29,00
	BSI 0304 Implant Anti-rotationnel	BSI 0309 Implant Anti-rotationnel	
	BSI 0310 Pilier Ø4.6 Rotationnel	BSI 0310 Pilier Ø4.6 Rotationnel	
	Vis prothétique Titane (Implant 35Ncm / Pilier 15Ncm)		
	BSI 0675 Implant NC/RC Standard & ASC Torx06	BSI 0675 Implant NC/RC Standard & ASC Torx06	12,50
	BSI 0461 Pilier Ø4.6 Standard & ASC Torx06	BSI 0461 Pilier Ø4.6 Standard & ASC Torx06	
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0476 Implant Ø4.0 H1.0mm	BSI 0478 Implant Ø5.0 H1.0mm	48,00
	BSI 0477 Implant Ø4.0 H3.0mm	BSI 0479 Implant Ø5.0 H3.0mm	
	BSI 0480 Implant 15° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0481 Implant 15° Ø5.0 H2.0mm	58,00
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0650 ASC Implant Rotationnel	BSI 0651 ASC Implant Rotationnel	25,00
	BSI 0652 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0653 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0664 ASC Implant Rotationnel	BSI 0665 ASC Implant Rotationnel	38,00
	BSI 0666 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0667 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BioSmile Invisi-base™ Titane (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0471 ASC Pilier Ø4.6 Rotationnel	BSI 0471 ASC Pilier Ø4.6 Rotationnel	38,00
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0671 ASC Implant Rotationnel	BSI 0672 ASC Implant Rotationnel	48,00
	BSI 0685 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0686 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BSI 0472 ASC Pilier Ø4.6 Rotationnel	BSI 0472 ASC Pilier Ø4.6 Rotationnel	
	Analogue de laboratoire		
	BSI 0615 Analogue d'implant	BSI 0616 Analogue d'implant	10,00
	BSI 0498 Analogue pilier Ø4.6	BSI 0498 Analogue pilier Ø4.6	
CFAO	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)		
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00
	<i>indivi.</i> ASC Titane	<i>indivi.</i> ASC Titane	69,00
	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	78,00


*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 13



Astra Tech OsseoSpeed™ compatible


	3.5/4.0 (Aqua)	4.5/5.0 (Lilac)	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)		
	BSI 0690 Ø4.0 H3.0mm	BSI 0695 Ø5.5 H2.0mm	19,00
	BSI 0691 Ø4.0 H4.0mm	BSI 0701 Ø5.5 H4.0mm	
	BSI 0692 Ø5.0 H2.0mm		
	BSI 0693 Ø5.0 H3.0mm		
	BSI 0694 Ø5.0 H4.0mm		
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)		
	BSI 0759 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0762 Ø4.8 H1.0mm	48,00
	BSI 0760 Ø4.8 H2.0mm	BSI 0763 Ø4.8 H2.0mm	
	BSI 0761 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0764 Ø4.8 H3.0mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)		
	BSI 0767 Ø4.8 17° H2.0mm	BSI 0772 Ø4.8 17° H2.0mm	78,00
	BSI 0768 Ø4.8 30° H2.0mm	BSI 0773 Ø4.8 30° H2.0mm	
Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
BSI 0748 Anti-rotationnel	BSI 0749 Anti-rotationnel	25,00	
Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
BSI 0750 Rotationnel	BSI 0752 Rotationnel	29,00	
BSI 0751 Anti-rotationnel	BSI 0753 Anti-rotationnel		
Vis prothétique Titane (3.5/4.0 20Ncm - 4.5/5.0 25Ncm)			
BSI 0708 Standard Hex1.27	BSI 0709 Standard Hex1.27	12,50	
BSI 0710 ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0711 ASC Torx06 «Couleur jaune»		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0797 Ø4.0 H1.0mm	BSI 0798 Ø5.5 H2.0mm	48,00
	BSI 0793 Ø4.0 H3.0mm	BSI 0794 Ø5.5 H4.0mm	
	BSI 0799 Ø5.0 H1.0mm		58,00
	BSI 0774 Ø5.0 H3.0mm		
	BSI 0795 10° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0796 10° Ø5.5 H2.0mm	
	BSI 0641 10° Ø5.0 H2.0mm	BSI 0612 20° Ø5.5 H2.0mm	
	BSI 0642 20° Ø4.0 H2.0mm		
	BSI 0611 20° Ø5.0 H2.0mm		
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0637 ASC Rotationnel	BSI 0638 ASC Rotationnel	25,00
	BSI 0639 ASC Anti-rotationnel	BSI 0640 ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0713 ASC Rotationnel	BSI 0714 ASC Rotationnel	38,00
	BSI 0715 ASC Anti-rotationnel	BSI 0716 ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0765 ASC Rotationnel	BSI 0766 ASC Rotationnel	48,00
	BSI 0754 ASC Anti-rotationnel	BSI 0755 ASC Anti-rotationnel	
	Analogue de laboratoire		
BSI 0609 Analogue d'implant	BSI 0610 Analogue d'implant	10,00	
CFAO	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)		
	indivi. Classique Titane	indivi. Classique Titane	69,00
	indivi. Classique Chrome cobalt	indivi. Classique Chrome cobalt	78,00
	indivi. ASC Titane	indivi. ASC Titane	69,00
	indivi. ASC Chrome cobalt	indivi. ASC Chrome cobalt	78,00

*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 13



Astra Tech OsseoSpeed™ EV compatible


	EV3.6	EV4.2	EV4.8	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			
	BSI 0251 Ø4.0 H3.5mm	BSI 0258 Ø5.0 H3.5mm	BSI 0271 Ø6.0 H3.5mm	19,00
	BSI 0252 Ø4.0 H4.5mm	BSI 0259 Ø5.0 H4.5mm	BSI 0272 Ø6.0 H4.5mm	
	BSI 0253 Ø4.0 H6.5mm	BSI 0260 Ø5.0 H6.5mm	BSI 0273 Ø6.0 H6.5mm	
	Capuchon de cicatrisation Pilier UniAbutment EV (incl Vis prothétique)			
	BSI 0418 Ø3.6 PEEK 5-pack	BSI 0418 Ø3.6 PEEK 5-pack	BSI 0418 Ø3.6 PEEK 5-pack	28,00
	Pilier transvissé UniAbutment EV Titane (non-stérile)			
	BSI 0389 Ø3.6 H1.0mm	BSI 0392 Ø3.6 H1.0mm	BSI 0395 Ø3.6 H1.0mm	48,00
	BSI 0390 Ø3.6 H2.0mm	BSI 0393 Ø3.6 H2.0mm	BSI 0396 Ø3.6 H2.0mm	
	BSI 0391 Ø3.6 H3.0mm	BSI 0394 Ø3.6 H3.0mm	BSI 0397 Ø3.6 H3.0mm	
SOLUTIONS LABORATOIRE	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0330 Implant Anti-rotationnel	BSI 0331 Implant Anti-rotationnel	BSI 0332 Implant Anti-rotationnel	25,00
	BSI 0416 Pilier UniAbutment EV Rot.	BSI 0416 Pilier UniAbutment EV Rot.	BSI 0416 Pilier UniAbutment EV Rot.	
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0311 Implant Rotationnel	BSI 0313 Implant Rotationnel	BSI 0315 Implant Rotationnel	29,00
	BSI 0312 Implant Anti-rotationnel	BSI 0314 Implant Anti-rotationnel	BSI 0316 Implant Anti-rotationnel	
	BSI 0417 Pilier UniAbutment EV Rot.	BSI 0417 Pilier UniAbutment EV Rot.	BSI 0417 Pilier UniAbutment EV Rot.	
	Vis prothétique Titane (Implant 25Ncm / Pilier 15Ncm)			
	BSI 0698 Implant Standard Hex1.27	BSI 0702 Implant Standard Hex1.27	BSI 0706 Implant Standard Hex1.27	12,50
	BSI 0699 Implant ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0703 Implant ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0707 Implant ASC Torx06 «Couleur jaune»	
SOLUTIONS LABORATOIRE	BSI 0398 Pilier Standard Hex1.27	BSI 0398 Pilier Standard Hex1.27	BSI 0398 Pilier Standard Hex1.27	
	BSI 0399 Piler ASC Torx06 «Coul. jaune»	BSI 0399 Piler ASC Torx06 «Coul. jaune»	BSI 0399 Piler ASC Torx06 «Coul. jaune»	
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0589 Implant Ø4.0 H1.5mm	BSI 0591 Implant Ø4.5 H1.5mm	BSI 0593 Implant Ø5.0 H1.5mm	48,00
	BSI 0590 Implant Ø4.0 H3.0mm	BSI 0592 Implant Ø4.5 H3.0mm	BSI 0594 Implant Ø5.0 H3.0mm	
	BSI 0595 Implant 20° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0596 Implant 20° Ø4.5 H2.0mm	BSI 0597 Implant 20° Ø5.0 H2.0mm	58,00
	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)			
	BSI 0733 ASC Implant Rotationnel	BSI 0734 ASC Implant Rotationnel	BSI 0735 ASC Implant Rotationnel	25,00
	BSI 0736 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0737 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0738 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
SOLUTIONS LABORATOIRE	BSI 0739 ASC Implant Rotationnel	BSI 0740 ASC Implant Rotationnel	BSI 0741 ASC Implant Rotationnel	38,00
	BSI 0742 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0743 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0744 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BioSmile Invisi-base™ Titane (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0400 ASC UniAbutment EV Rot.	BSI 0400 ASC UniAbutment EV Rot.	BSI 0400 ASC UniAbutment EV Rot.	38,00
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0745 ASC Implant Rotationnel	BSI 0746 ASC Implant Rotationnel	BSI 0747 ASC Implant Rotationnel	48,00
	BSI 0756 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0757 ASC Implant Anti-rotationnel	BSI 0758 ASC Implant Anti-rotationnel	
	BSI 0441 ASC UniAbutment EV Rot.	BSI 0441 ASC UniAbutment EV Rot.	BSI 0441 ASC UniAbutment EV Rot.	
	Analogue de laboratoire			
	BSI 0606 Analogue d'implant	BSI 0607 Analogue d'implant	BSI 0608 Analogue d'implant	10,00
CFAO	BSI 0442 Analogue UniAbutment EV	BSI 0442 Analogue UniAbutment EV	BSI 0442 Analogue UniAbutment EV	
	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)			
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00
	<i>indivi.</i> ASC Titane	<i>indivi.</i> ASC Titane	<i>indivi.</i> ASC Titane	69,00
	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	78,00




Zimmer Tapered Screw-vent® compatible

	3.5	4.5	5.7	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			
	BSI 0274 Ø4.0 H3.0mm	BSI 0276 Ø5.0 H3.0mm	BSI 0288 Ø6.5 H3.0mm	19,00
	BSI 0275 Ø4.0 H5.0mm	BSI 0277 Ø5.0 H5.0mm	BSI 0289 Ø6.5 H5.0mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)			
	BSI 0317 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0320 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0323 Ø4.8 H1.0mm	48,00
	BSI 0318 Ø4.8 H2.0mm	BSI 0321 Ø4.8 H2.0mm	BSI 0340 Ø4.8 H2.0mm	
	BSI 0319 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0322 Ø4.8 H3.0mm	BSI 0341 Ø4.8 H3.0mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)			
	BSI 0348 Ø4.8 17° H3.0mm	BSI 0449 Ø4.8 17° H3.0mm		78,00
	BSI 0349 Ø4.8 30° H4.0mm	BSI 0450 Ø4.8 30° H4.0mm		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0267 Anti-rotationnel	BSI 0268 Anti-rotationnel	BSI 0280 Anti-rotationnel	25,00
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0254 Rotationnel	BSI 0237 Rotationnel	BSI 0285 Rotationnel	29,00
	BSI 0255 Anti-rotationnel	BSI 0247 Anti-rotationnel	BSI 0369 Anti-rotationnel	
	Vis prothétique Titane (25Ncm)			
	BSI 0696 Standard Hex1.27	BSI 0696 Standard Hex1.27	BSI 0696 Standard Hex1.27	12,50
	BSI 0697 ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0697 ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0697 ASC Torx06 «Couleur jaune»	
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0775 Ø4.0 H2.0mm	BSI 0776 Ø4.5 H2.0mm	BSI 0777 Ø5.8 H2.0mm	48,00
CFAO	BSI 0778 15° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0779 15° Ø4.5 H2.0mm		58,00
	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)			
	BSI 0619 ASC Rotationnel	BSI 0620 ASC Rotationnel	BSI 0621 Rotationnel	25,00
	BSI 0622 ASC Anti-rotationnel	BSI 0623 ASC Anti-rotationnel	BSI 0624 Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0668 ASC Rotationnel	BSI 0669 ASC Rotationnel	BSI 0670 ASC Rotationnel	38,00
	BSI 0676 ASC Anti-rotationnel	BSI 0677 ASC Anti-rotationnel	BSI 0678 ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0769 ASC Rotationnel	BSI 0770 ASC Rotationnel	BSI 0771 ASC Rotationnel	48,00
	BSI 0687 ASC Anti-rotationnel	BSI 0688 ASC Anti-rotationnel	BSI 0689 ASC Anti-rotationnel	
CFAO	Analogue de laboratoire			
	BSI 0600 Analogue d'implant	BSI 0601 Analogue d'implant	BSI 0602 Analogue d'implant	10,00
	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)			
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00
	<i>indivi.</i> ASC Titane	<i>indivi.</i> ASC Titane	<i>indivi.</i> ASC Titane	69,00
	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt	78,00

*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 13



Anthogyr Axiom
compatible



Global D
compatible




Biotech Dental
compatible

BioSmile
integration



	REG/PX	In-Kone	Kontakt	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			
	BSI 0567 Ø3.4 H4.0mm			19,00
	BSI 0568 Ø4.0 H2.0mm			
	BSI 0569 Ø4.0 H4.0mm			
	BSI 0570 Ø5.0 H2.0mm			
	BSI 0571 Ø5.0 H4.0mm			
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)			
	BSI 0718 Ø4.8 H1.5mm			48,00
	BSI 0719 Ø4.8 H2.5mm			
	BSI 0720 Ø4.8 H3.5mm			
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)			
	BSI 0721 Ø4.8 17° H1.5mm			78,00
	BSI 0722 Ø4.8 17° H2.5mm			
	BSI 0723 Ø4.8 30° H1.5mm			
	BSI 0724 Ø4.8 30° H2.5mm			
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0572 Anti-rotationnel			25,00
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0564 Rotationnel			29,00
	BSI 0725 Anti-rotationnel			
SOLUTIONS LABORATOIRE	Vis prothétique Titane			
	BSI 0728 Standard Hex1.20 (25Ncm)	BSI 0528 Standard Hex1.20 (15Ncm)	BSI 0565 Standard Hex1.20 (20Ncm)	12,50
	BSI 0729 ASC Torx06 «Couleur jaune» (25Ncm)	BSI 0529 ASC Torx06 «Couleur jaune» (15Ncm)	BSI 0566 ASC Torx06 «Couleur jaune» (20Ncm)	
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0485 Ø4.0 H1.5mm	BSI 0491 Ø4.0 H2.0mm	BSI 0466 Ø4.0 H1.5mm	48,00
	BSI 0486 Ø4.0 H3.5mm	BSI 0492 Ø4.0 H4.0mm	BSI 0467 Ø4.0 H3.5mm	
	BSI 0488 Ø5.0 H1.5mm	BSI 0493 Ø5.0 H2.0mm	BSI 0468 Ø5.0 H1.5mm	
	BSI 0489 Ø5.0 H3.5mm	BSI 0494 Ø5.0 H4.0mm	BSI 0469 Ø5.0 H3.5mm	
	BSI 0487 15° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0495 15° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0473 15° Ø4.0 H1.5mm	58,00
	BSI 0490 15° Ø5.0 H2.0mm	BSI 0496 15° Ø5.0 H2.0mm	BSI 0474 15° Ø4.0 H3.5mm	
SOLUTIONS LABORATOIRE	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)			
	BSI 0727 ASC Rotationnel	BSI 0579 ASC Rotationnel	BSI 0581 ASC Rotationnel	25,00
	BSI 0732 ASC Anti-rotationnel	BSI 0580 Anti-rotationnel	BSI 0582 Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0674 ASC Rotationnel	BSI 0583 ASC Rotationnel	BSI 0585 ASC Rotationnel	38,00
	BSI 0726 ASC Anti-rotationnel	BSI 0584 Anti-rotationnel	BSI 0586 Anti-rotationnel	
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0705 ASC Rotationnel	BSI 0598 ASC Rotationnel	BSI 0587 ASC Rotationnel	48,00
	BSI 0731 ASC Anti-rotationnel	BSI 0599 Anti-rotationnel	BSI 0588 Anti-rotationnel	
	Analogue de laboratoire			
CFAO	BSI 0730 Analogue d'implant	BSI 0659 Analogue d'implant	BSI 0661 Analogue d'implant	10,00
	BioSmile Custom Abutment™ Titane & Chrome cobalt (incl 2 Vis prothétiques)			
	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	<i>indivi.</i> Classique Titane	69,00
	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	<i>indivi.</i> Classique Chrome cobalt	78,00
	<i>indivi.</i> ASC Titane			69,00
	<i>indivi.</i> ASC Chrome cobalt			78,00

*Les Solutions pour piliers transvissés Multi-unit sont présentées à la page 13



Piliers Multi-unit™ compatible

SOLUTIONS CLINIQUE	NP/RP Ø4.8		WP Ø6.0		PRIX €
	Capuchon de cicatrisation Titane / Plastique (incl Vis prothétique)				
	BSI 0227	Plastique 5-pack	BSI 0228	Plastique 5-pack	28,00
	BSI 0256	Titane	BSI 0257	Titane	15,00
	Transfert d'empreinte, Porte empreinte Ouvert ou Fermé				
	BSI 0278	Porte empreinte Ouvert (incl vis guide)	BSI 0279	Porte empreinte Ouvert (incl vis guide)	15,00
	BSI 0307	Porte empreinte Fermé			
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)				
	BSI 0292	Rotationnel	BSI 0293	Rotationnel	25,00
	BSI 0306	20° Rotationnel			35,00
SOLUTIONS LABORATOIRE	Vis prothétique Titane (15Ncm)				
	BSI 0245	Standard Unigrip™	BSI 0246	Standard Unigrip™	12,50
	BSI 0286	Standard Hex1.20			
	BSI 0287	Standard Hex1.27			
	BSI 0250	ASC Torx06 «Couleur jaune»			
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0248	ASC Rotationnel	BSI 0249	Rotationnel	20,00
	BioSmile Invisi-base™ Titane (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0236	ASC Rotationnel			35,00
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)				
BSI 0265	ASC Rotationnel	BSI 0264	Rotationnel	45,00	
Analogue de laboratoire					
BSI 0232	Analogue pilier	BSI 0233	Analogue pilier	10,00	
BSI 0232-5	Analogue pilier 5-pack			45,00	



BioSmile
ASC

BioSmile ASC – Angled Screw Channel

offre la possibilité de redresser l'axe prothétique jusqu'à 25° par rapport à l'axe de l'implant ou du pilier implantaire.



BioSmile Integration,
votre partenaire sur-mesure
au quotidien

Instruments prothétiques et laboratoire

INSTRUMENTS PROTHÉTIQUE ET LABORATOIRE

PRIX €

Tournevis mécanique

BSI 0814	Universal Hex1.20 à 1.29	20mm	28,00
BSI 0815	Universal Hex1.20 à 1.29	24mm	
BSI 0816	Universal Hex1.20 à 1.29	35mm	
BSI 0803	Unigrip™ (Nobel)	20mm	
BSI 0804	Unigrip™ (Nobel)	24mm	
BSI 0805	Unigrip™ (Nobel)	35mm	
BSI 0806	Torx06 (Straumann)	20mm	
BSI 0807	Torx06 (Straumann)	24mm	
BSI 0808	Torx06 (Straumann)	35mm	

BSI 0831	BioSmile ASC Torx06 ASC	20mm	48,00
BSI 0832	BioSmile ASC Torx06 ASC	24mm	
BSI 0833	BioSmile ASC Torx06 ASC	35mm	

BSI 0813	Tournevis Multi-unit NP/RP (Nobel)	25mm	48,00
BSI 0837	Tournevis UniAbutment (Astra Tech)	25mm	

Adaptateur manuel pour tournevis mécaniques

BSI 0826	Adaptateur manuel Tournevis mécaniques	Universal	58,00
-----------------	--	-----------	--------------

Clé dynamométrique prothétique

BSI 0825	Clé dynamométrique prothétique (incl Adaptateur pour Tournevis mécaniques)	10-35Ncm	178,00
-----------------	--	----------	---------------

Boîte de prothèse


BSI 0827	Boîte de prothèse vide	Plastique	98,00
-----------------	------------------------	-----------	--------------

Trousse de prothèse

BSI 0828	BioSmile Integration Trousse de prothèse 1 x Boîte de prothèse 1 x Clé dynamométrique prothétique (10-35Ncm) 1 x Adaptateur manuel 2 x Tournevis mécanique BioSmile ASC Torx06 1 x Tournevis mécanique pour pilier transvissé (Multi-unit ou UniAbutment ou Screw-retained) 2 x Tournevis mécanique standard selon système implantaire	10-35Ncm	375,00
-----------------	--	----------	---------------

Outils pour BioSmile ASC

BSI 0824	Outil d'angulation BioSmile ASC	Universal	20,00
BSI 0821	Dremel fer à air chaud pour BioSmile ASC	Versatip	68,00



BioSmile

Integration

BioSmile Integration SAS
32, boulevard Pasteur
95210 Saint Gratien
France

Tel. +33 (0)1 85 76 47 77
contact@biosmileintegration.com

biosmileintegration.com

Copyright©SA biosmileintegration
Doc.No:000 001 rev.00 janvier 2018