



Lorsque le sur-mesure devient le standard

CATALOGUE PROTHÈSE & LABORATOIRE

BioSmile
I n t e g r a t i o n

INDEX

Gamme et compatibilité systèmes implantaires

- P4.** Nobel Brånemark Hexagon externe compatible
- P5.** NobelReplace® (Trilob) compatible
- P6.** Nobel CC Conical Connection compatible
- P7.** Astra Tech OsseoSpeed™ compatible
- P8.** Anthogyr Axiom® compatible
- P9.** Pilier Multi-unit™ compatible*
- P10.** Straumann® Tissue Level compatible
- P11.** Straumann® Bone Level compatible
- P12.** Zimmer Tapered Screw-vent® compatible
- P13.** Biotech Dental compatible
- P14.** Global D compatible
- P15.** Instrument Clinique et Laboratoire

CONTACTS & COMMANDES

ADV/Commandes

Ayoub ZIRI / Anissa LOUGHSALA

Lundi-Vendredi 09h00 - 17h00

+33 (0)1 85 76 47 77

a.ziri@biosmileintegration.com

Responsable qualité

Nicolas JOLY

+33 (0)1 85 76 47 77

nicolas.joly@biosmileintegration.com

Directeur commercial

Mikael ESCOBAR-BACH

+33 (0)6 03 31 34 23

mikael.escobar@biosmileintegration.com

Responsable production

Karim LOUGHSALA

+33 (0)6 25 79 36 92

karim.loughsala@biosmileintegration.com

CONDITIONS DE LIVRAISON



France (hors DOM TOM)

Toutes les commandes (excl. Solutions Personnalisées) passées avant 15h00 sont envoyées en express pour une livraison le lendemain. Prix affichés en €HT, le taux de TVA en vigueur est à ajouter au prix indiqué.

Frais de port: 15,00€ HT pour toutes commandes inférieures à 150,00€ HT.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Coordonnées Bancaires

Crédit Mutuel - 12, avenue de GENERAL de GAULE

95230 Soisy-sous-Montmorency

Cpte. 10278 06346 00021320602 26

IBAN. FR76 1027 8063 4600 0213 2060 226

BIC/SWIFT. CMCIFR2A

Cartes bancaires

Contacter le service de commande pour les paiements par carte bancaire.



CGV & NOTICE : disponibles sur le site www.biosmileintegration.com



Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les solutions transvissées Optimisées et Personnalisées

BioSmile ASC

La demande de solutions transvissées unitaires et plures augmente rapidement en raison de la simplicité de maintenance à long terme des restaurations prothétiques.

Toutes les solutions BioSmile Integration transvissées sont proposées avec BioSmile ASC - Angled Screw Channel offrant la possibilité de réaliser une prothèse transvissée unitaire ou plures avec récupération d'axe prothétique jusqu'à 25°.

Toutes les Solutions Optimisées et Personnalisées BioSmile Integration sont livrées avec 2 vis prothétiques, vis standard pour les vissages droits classiques et vis de couleur jaune pour BioSmile ASC les vissages angulés.


Solutions Standard Optimisées

BioSmile CoCr-base™ ASC

Cylindres de laboratoire en Chrome Cobalt permettent de réaliser des restaurations prothétiques unitaires ou plures transvissée en utilisant des techniques traditionnelles de wax-up et coulée des alliages non précieux avec une connexion armature - implant ou pilier implantaire précise.

BioSmile Ti-base™ ASC

Piliers base en titane offre la possibilité de réaliser des restaurations transvissées esthétiques unitaires et plures en céramique pressée, zircone avec CFAO ou simplement en utilisant des techniques traditionnelles de wax-up et coulée des alliages non précieux.



Solutions Personnalisées

BioSmile Custom Abutment™ ASC

Piliers personnalisés en Titane et Chrome Cobalt fabriqués selon une méthode CFAO développée et brevetée par BioSmile Integration. Piliers conçus pour des restaurations scellées et transvissées grâce au **BioSmile ASC**.


BioSmile Custom Bridge™ ASC

Bridges homothétique en Titane et Chrome Cobalt fabriqués selon une méthode CFAO développée et brevetée par BioSmile Integration. Bridges conçus pour des restaurations transvissées optimisées avec **BioSmile ASC**.

POURQUOI CHROME-COBALT ET BIOSMILE ASC ?

Piliers et Bridges personnalisés anatomiques en Chrome-cobalt avec BioSmile ASC permettent une application directe de la céramique et constituent une solution efficace, esthétique et économique pour les restaurations prothétiques transvissées unitaires et plures.






Nobel Brånemark Hexagon externe compatible

	NP	RP	WP		PRIX €				
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)								
	BSI 0200	Ø4.8 H3.0mm	BSI 0203	Ø4.8 H3.0mm	BSI 0206	Ø5.8 H3.0mm		19,00 HT	
	BSI 0201	Ø4.8 H4.0mm	BSI 0204	Ø4.8 H4.0mm		BSI 0207		Ø5.8 H4.0mm	22,80 TTC
	BSI 0202	Ø4.8 H5.0mm	BSI 0205	Ø4.8 H5.0mm		BSI 0208		Ø5.8 H5.0mm	
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)								
	BSI 0210	Ø4.8 H1.0mm	BSI 0213	Ø4.8 H1.0mm	BSI 0218	Ø6.0 H1.0mm		48,00 HT	
	BSI 0211	Ø4.8 H2.0mm	BSI 0214	Ø4.8 H2.0mm		BSI 0219		Ø6.0 H2.0mm	57,60 TTC
	BSI 0212	Ø4.8 H3.0mm	BSI 0215	Ø4.8 H3.0mm		BSI 0220		Ø6.0 H3.0mm	
			BSI 0216	Ø4.8 H4.0mm					
	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)								
BSI 0333	Ø4.8 17° H2.0mm	BSI 0335	Ø4.8 17° H2.0mm			78,00 HT			
		BSI 0336	Ø4.8 17° H3.0mm			93,60 TTC			
		BSI 0338	Ø4.8 30° H4.0mm						
Transfert d'empreinte Classique, Porte empreinte Ouvert (incl Vis guide)									
BSI 0281	Anti-rotationnel	BSI 0282	Anti-rotationnel	BSI 0283	Anti-rotationnel		25,00 HT		
		BSI 0284	Rotationnel				30,00 TTC		
Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)									
BSI 0290	Rotationnel	BSI 0291	Rotationnel	BSI 0294	Rotationnel		29,00 HT		
BSI 0295	Anti-rotationnel	BSI 0296	Anti-rotationnel				BSI 0297	Anti-rotationnel	34,80 TTC
Vis prothétique Titane (35Ncm)									
BSI 0240	Standard Unigrip™	BSI 0241	Standard Unigrip™	BSI 0242	Standard Unigrip™		12,50 HT		
BSI 0243	ASC Torx06 «Jaune»	BSI 0244	ASC Torx06 «Jaune»				15,00 TTC		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier Standard Titane (incl Vis prothétique)								
	BSI 0342	Ø4.3 H2.0mm	BSI 0325	Ø5.0 H1.0mm	BSI 0344	Ø5.8 H2.0mm		48,00 HT	
	BSI 0324	Ø4.3 H3.0mm	BSI 0343	Ø5.0 H2.0mm				57,60 TTC	
			BSI 0326	Ø5.0 H3.0mm					
	BSI 0345	15° Ø4.3 H2.0mm	BSI 0346	15° Ø5.0 H2.0mm			58,00 HT		
				69.60 TTC					
	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)								
	BSI 0221	ASC Rotationnel	BSI 0222	ASC Rotationnel	BSI 0223	Rotationnel		25,00 HT	
	BSI 0224	ASC Anti-rotationnel	BSI 0225	ASC Anti-rotationnel				BSI 0226	Anti-rotationnel
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)								
BSI 0238	ASC Rotationnel	BSI 0239	ASC Rotationnel			38,00 HT			
BSI 0269	ASC Anti-rotationnel	BSI 0270	ASC Anti-rotationnel			45,60 TTC			
BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)									
BSI 0261	ASC Rotationnel	BSI 0262	ASC Rotationnel			48,00 HT			
BSI 0263	ASC Anti-rotationnel	BSI 0266	ASC Anti-rotationnel			57,60 TTC			
Analogue de laboratoire									
BSI 0229	Analogue d'implant	BSI 0230	Analogue d'implant	BSI 0231	Analogue d'implant		10,00 HT		
							12,00 TTC		
BSI 0229-5	Analogue d'implant 5-pack	BSI 0230-5	Analogue d'implant 5-pack				45,00 HT		
							54,00 TTC		

*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 09



Nobel replace® (Trilob) compatible

	NP	RP	WP	PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0463 Anti-rotationnel	BSI 0464 Anti-rotationnel	BSI 0465 Anti-rotationnel	25,00 HT 30,00 TTC
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0410 Rotationnel	BSI 0411 Rotationnel	BSI 0412 Rotationnel	29,00 HT
	BSI 0413 Anti-rotationnel	BSI 0414 Anti-rotationnel	BSI 0415 Anti-rotationnel	34,40 TTC
SOLUTIONS LABORATOIRE	Vis prothétique Titane (35Ncm)			
	BSI 0453 Standard Unigrip™	BSI 0454 Standard Unigrip™	BSI 0454 Standard Unigrip™	12,50 HT 15,00 TTC
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0443 ASC Rotationnel	BSI 0444 ASC Rotationnel		38,00 HT
	BSI 0446 ASC Anti-rotationnel	BSI 0447 ASC Anti-rotationnel		45,60 TTC
	Pilier Standard Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0419 Ø4.3 H2.0mm	BSI 0328 Ø4.8 H1.0mm	BSI 0421 Ø5.0 H2.0mm	48,00 HT
	BSI 0327 Ø4.3 H3.0mm	BSI 0420 Ø4.8 H2.0mm		57,60 TTC
		BSI 0329 Ø4.8 H3.0mm		
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0435 ASC Rotationnel	BSI 0436 ASC Rotationnel	BSI 0437 Rotationnel	25,00 HT
	BSI 0438 Anti-rotationnel	BSI 0439 Anti-rotationnel	BSI 0440 Anti-rotationnel	30,00 TTC
	Analogue de laboratoire			
	BSI 0450 Analogue d'implant	BSI 0451 Analogue d'implant	BSI 0452 Analogue d'implant	10,00 HT 12,00 TTC



La qualité sans compromis

Quel que soit le système implantaire adopté pour la restauration prothétique, l'utilisation de composants de haute qualité est essentielle pour obtenir une réhabilitation fonctionnelle et durable. Nos composants sont compatibles avec les principaux systèmes implantaires et fabriqués dans notre propre usine en France et en Suède.





Nobel CC Conical Connection compatible

	NP	RP		PRIX €		
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)					
	BSI 0500	Ø4.0 H3.0mm	BSI 0503	Ø5.0 H3.0mm		19,00 HT
	BSI 0501	Ø4.0 H4.0mm	BSI 0504	Ø5.0 H4.0mm		22,80 TTC
	BSI 0502	Ø4.0 H5.0mm	BSI 0505	Ø5.0 H5.0mm		
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)					
	BSI 0517	Ø4.8 H1.5mm	BSI 0520	Ø4.8 H1.5mm		48,00 HT
	BSI 0518	Ø4.8 H2.5mm	BSI 0521	Ø4.8 H2.5mm		57,60 TTC
	BSI 0519	Ø4.8 H3.5mm	BSI 0522	Ø4.8 H3.5mm		
			BSI 0523	Ø4.8 H4.5mm		
	Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)					
BSI 0530	Ø4.8 17° H2.5mm	BSI 0532	Ø4.8 17° H2.5mm		78,00 HT	
BSI 0531	Ø4.8 17° H3.5mm	BSI 0533	Ø4.8 17° H3.5mm		93,60 TTC	
BSI 0539	Ø4.8 30° H3.5mm	BSI 0541	Ø4.8 30° H3.5mm			
BSI 0540	Ø4.8 30° H4.5mm	BSI 0542	Ø4.8 30° H4.5mm			
Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)						
BSI 0544	Anti-rotationnel	BSI 0545	Rotationnel		25,00 HT	
					30,00 TTC	
Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)						
BSI 0507	Rotationnel	BSI 0508	Rotationnel		29,00 HT	
BSI 0509	Anti-rotationnel	BSI 0510	Anti-rotationnel		34,80 TTC	
Vis prothétique Titane (35Ncm)						
BSI 0240	Standard Unigrip™	BSI 0241	Standard Unigrip™		12,50 HT	
BSI 0536	ASC Torx06 «Jaune»	BSI 0537	ASC Torx06 «Jaune»		15,00 TTC	
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier Standard Titane (incl Vis prothétique)					
	BSI 0548	Ø4.0 H1.5mm	BSI 0549	Ø4.8 H1.5mm		48,00 HT
	BSI 0513	Ø4.0 H3.0mm	BSI 0514	Ø4.8 H3.0mm		57,60 TTC
	BSI 0550	15° Ø4.0 H1.5mm	BSI 0551	15° Ø4.8 H1.5mm		58,00 HT
	BSI 0515	15° Ø4.0 H3.0mm	BSI 0516	15° Ø4.8 H3.0mm		69,60 TTC
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)					
	BSI 0524	ASC Rotationnel	BSI 0525	ASC Rotationnel		25,00 HT
	BSI 0526	ASC Anti-rotationnel	BSI 0527	ASC Anti-rotationnel		30,00 TTC
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)					
	BSI 0558	ASC Rotationnel	BSI 0559	ASC Rotationnel		38,00 HT
BSI 0560	ASC Anti-rotationnel	BSI 0561	ASC Anti-rotationnel	45,60 TTC		
BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)						
BSI 0546	ASC Rotationnel	BSI 0547	ASC Rotationnel		48,00 HT	
BSI 0552	ASC Anti-rotationnel	BSI 0553	ASC Anti-rotationnel		57,60 TTC	
Analogue de laboratoire						
BSI 0534	Analogue d'implant	BSI 0535	Analogue d'implant		10,00 HT	
					12,00 TTC	
BSI0534-5	Analogue d'implant 5-pack	BSI0535-5	Analogue d'implant 5-pack		45,00 HT	
				54,00 TTC		

*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 09



Astra Tech OsseoSpeed™ compatible

	3.5/4.0 (Aqua)		4.5/5.0 (Lilac)		PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)				
	BSI 0690	Ø4.0 H3.0mm	BSI 0695	Ø5.5 H2.0mm	 19,00 HT 22,80 TTC
	BSI 0691	Ø4.0 H4.0mm	BSI 0701	Ø5.5 H4.0mm	
	BSI 0692	Ø5.0 H2.0mm			
	BSI 0693	Ø5.0 H3.0mm			
	BSI 0694	Ø5.0 H4.0mm			
	Pilier transvissé Multi-unit™ Titane* (non-stérile)				
	BSI 0759	Ø4.8 H1.0mm	BSI 0762	Ø4.8 H1.0mm	 48,00 HT 57,60 TTC
	BSI 0760	Ø4.8 H2.0mm	BSI 0763	Ø4.8 H2.0mm	
	BSI 0761	Ø4.8 H3.0mm	BSI 0764	Ø4.8 H3.0mm	
Pilier transvissé Multi-unit™ 17° et 30° Titane* (non-stérile)					
BSI 0767	Ø4.8 17° H2.0mm	BSI 0772	Ø4.8 17° H2.0mm	 78,00 HT 93,60 TTC	
BSI 0768	Ø4.8 30° H2.0mm	BSI 0773	Ø4.8 30° H2.0mm		
Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)					
BSI 0748	Anti-rotationnel	BSI 0749	Anti-rotationnel	 25,00 HT 30,00 TTC	
Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)					
BSI 0750	Rotationnel	BSI 0752	Rotationnel	 29,00 HT 34,80 TTC	
BSI 0751	Anti-rotationnel	BSI 0753	Anti-rotationnel		
Vis prothétique Titane (3.5/4.0 20Ncm - 4.5/5.0 25Ncm)					
BSI 0708	Standard Hex1.27	BSI 0709	Standard Hex1.27	 12,50 HT 15,00 TTC	
BSI 0710	ASC Torx06 «Couleur jaune»	BSI 0711	ASC Torx06 «Couleur jaune»		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0797	Ø4.0 H1.0mm	BSI 0798	Ø5.5 H2.0mm	 48,00 HT 57,60 TTC
	BSI 0793	Ø4.0 H3.0mm	BSI 0794	Ø5.5 H4.0mm	
	BSI 0799	Ø5.0 H1.0mm			
	BSI 0774	Ø5.0 H3.0mm			
	BSI 0795	10° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0796	10° Ø5.5 H2.0mm	 58,00 HT 69,60 TTC
	BSI 0641	10° Ø5.0 H2.0mm	BSI 0612	20° Ø5.5 H2.0mm	
	BSI 0642	20° Ø4.0 H2.0mm			
	BSI 0611	20° Ø5.0 H2.0mm			
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0637	ASC Rotationnel	BSI 0638	ASC Rotationnel	 25,00 HT 30,00 ttc
	BSI 0639	ASC Anti-rotationnel	BSI 0640	ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0713	ASC Rotationnel	BSI 0714	ASC Rotationnel	 38,00 HT 45,60 TTC
	BSI 0715	ASC Anti-rotationnel	BSI 0716	ASC Anti-rotationnel	
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)				
	BSI 0765	ASC Rotationnel	BSI 0766	ASC Rotationnel	 48,00 HT 57,60 TTC
	BSI 0754	ASC Anti-rotationnel	BSI 0755	ASC Anti-rotationnel	
	Analogue de laboratoire				
	BSI 0609	Analogue d'implant	BSI 0610	Analogue d'implant	 10,00 HT 12,00 TTC

*Les Solutions pour piliers transvissées Multi-unit sont présentées à la page 09



Anthogyr Axiom® compatible

REG/PX

PRIX HT €

SOLUTIONS CLINIQUE

Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)

- BSI 0567 Ø3,4 H4.0mm
- BSI 0568 Ø4.0 H2.0mm
- BSI 0569 Ø4.0 H4.0mm
- BSI 0570 Ø5.0 H2.0mm
- BSI 0571 Ø5.0 H4.0mm



19,00 HT
22,90 TTC

Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)

- BSI 0572 Anti-rotationnel



25,00 HT
30,00 TTC

Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)

- BSI 0564 Rotationnel
- BSI 0725 Anti-rotationnel



29,00 HT
34,80 TTC

Vis prothétique Titane

- BSI 0728 Standard Hex1.20 (25Ncm)
- BSI 0729 ASC Torx06 «Jaune» (25Ncm)



12,50 HT
15,00 TTC

SOLUTIONS LABORATOIRE

Pilier Standard Titane (incl Vis prothétique)

- BSI 0485 Ø4.0 H1.5mm
- BSI 0486 Ø4.0 H3.5mm
- BSI 0488 Ø5.0 H1.5mm
- BSI 0489 Ø5.0 H3.5mm



48,00 HT
57,60 TTC

BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)

- BSI 0727 ASC Rotationnel
- BSI 0732 ASC Anti-rotationnel



25,00 HT
30,00 TTC

BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)

- BSI 0674 ASC Rotationnel
- BSI 0726 ASC Anti-rotationnel



38,00 HT
45,60 TTC

BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)

- BSI 0705 ASC Rotationnel
- BSI 0731 ASC Anti-rotationnel




48,00 HT
57,60 TTC

Analogue de laboratoire

- BSI 0730 Analogue d'implant




10,00 HT
12,00 TTC



Piliers Multi-unit™ compatible

SOLUTIONS CLINIQUE	NP/RP Ø4.8		WP Ø6.0				PRIX €
	Capuchon de cicatrisation Titane / Plastique (incl Vis prothétique)						
	BSI 0227	Plastique 5-pack	BSI 0228	Plastique 5-pack			28,00 HT 33,60 TTC
	BSI 0256	Titane	BSI 0257	Titane			15,00 HT 18,00 TTC
	Transfert d'empreinte, Porte empreinte Ouvert ou Fermé (incl Vis guide)						
	BSI 0278	Porte empreinte Ouvert	BSI 0279	Porte empreinte Ouvert			15,00 HT 18,00 TTC
	BSI 0307	Porte empreinte Fermé					
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)						
	BSI 0292	Rotationnel	BSI 0293	Rotationnel			25,00 HT 30,00TTC
	Vis prothétique Titane (15Ncm)						
BSI 0245	Standard Unigrip™	BSI 0246	Standard Unigrip™			12,50 HT 15,00 TTC	
BSI 0286	Standard Hex1.20						
BSI 0287	Standard Hex1.27						
BSI 0250	ASC Torx06 «Jaune»						
SOLUTIONS LABORATOIRE	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)						
	BSI 0248	ASC Rotationnel	BSI 0249	Rotationnel			20,00 HT 24,00 TTC
	BioSmile Ti-base™ Titane (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)						
	BSI 0236	ASC Rotationnel					35,00 HT 42,00 TTC
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)						
	BSI 0265	ASC Rotationnel	BSI 0264	Rotationnel			45,00 HT 54,00 TTC
Analogue de laboratoire							
BSI 0232	Analogue pilier	BSI 0233	Analogue pilier			10,00 HT 12,00 TTC	
BSI 0232-5	Analogue pilier 5-pack					45,00 HT 54,00 TTC	



BioSmile ASC - Angled Screw Channel

offre la possibilité de redresser l'axe prothétique jusqu'à 25° par rapport à l'axe de l'implant ou du pilier implantaire.



Straumann® Tissue Level compatible

	RN	WN		PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			19,00 HT
	BSI 0554 Ø5.4 H2.0mm	BSI 0555 Ø6.8 H2.0mm		22,90 TTC
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			25,00 HT
	BSI 0662 Anti-rotationnel	BSI 0663 Anti-rotationnel		30,00 TTC
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			29,00 HT
	BSI 0298 Rotationnel	BSI 0299 Rotationnel		34,80 TTC
	BSI 0300 Anti-rotationnel	BSI 0301 Anti-rotationnel		
SOLUTIONS LABORATOIRE	Vis prothétique Titane (Implant 35Ncm / Pilier 15Ncm)			12,50 HT
	BSI 0660 Standard & ASC Torx06	BSI 0660 Standard & ASC Torx06		15,00 TTC
	Pilier Standard synOcta® Titane (incl Vis prothétique)			48,00 HT
	BSI 0647 SynOcta®	BSI 0649 SynOcta®		57,60 TTC
	BioSmile Cylindre calcinable (incl Vis prothétiques)			25,00 HT
	BSI 0643 ASC Rotationnel	BSI 0644 ASC Rotationnel		30,00 TTC
	BSI 0645 ASC Anti-rotationnel	BSI 0646 ASC Anti-rotationnel		
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			38,00 HT
	BSI 0654 ASC Rotationnel	BSI 0655 ASC Rotationnel		45,60 TTC
	BSI 0656 ASC Anti-rotationnel	BSI 0657 ASC Anti-rotationnel		
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			48,00 HT
	BSI 0617 ASC Rotationnel	BSI 0648 ASC Rotationnel		57,60 TTC
	BSI 0618 ASC Anti-rotationnel	BSI 0658 ASC Anti-rotationnel		
	Analogue de laboratoire			10,00 HT
	BSI 0613 Analogue d'implant	BSI 0614 Analogue d'implant		12,00 TTC
	BSI 0484 Analogue pilier synOcta®1.5			



Straumann® Bone Level compatible

	NC	RC		PRIX €
SOLUTIONS CLINIQUE	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			
	BSI 0556 Ø4.0 H2.0mm	BSI 0562 Ø5.0 H2.0mm		19,00 HT
	BSI 0557 Ø4.0 H4.0mm	BSI 0563 Ø5.0 H4.0mm		22,90 TTC
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0683 Anti-rotationnel	BSI 0684 Anti-rotationnel		25,00 HT 30,00 TTC
SOLUTIONS LABORATOIRE	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0303 Rotationnel	BSI 0308 Rotationnel		29,00 HT
	BSI 0304 Anti-rotationnel	BSI 0309 Anti-rotationnel		34,80 TTC
	Vis prothétique Titane (Implant 35Ncm / Pilier 15Ncm)			
	BSI 0675 Standard & ASC Torx06	BSI 0675 Standard & ASC Torx06		12,50 HT 15,00 TTC
	Pilier Standard Titane (incl Vis prothétiques)			
	BSI 0476 Ø4.0 H1.0mm	BSI 0478 Ø5.0 H1.0mm		48,00 HT
	BSI 0477 Ø4.0 H3.0mm	BSI 0479 Ø5.0 H3.0mm		57,60 TTC
	BSI 0480 15° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0481 15° Ø5.0 H2.0mm		58,00 HT 69,60 TTC
	BioSmile Cylindre calcinable (incl 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0650 ASC Rotationnel	BSI 0651 ASC Rotationnel		25,00 HT
	BSI 0652 ASC Anti-rotationnel	BSI 0653 ASC Anti-rotationnel		30,00 TTC
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0664 ASC Rotationnel	BSI 0665 ASC Rotationnel		38,00 HT
	BSI 0666 ASC Anti-rotationnel	BSI 0667 ASC Anti-rotationnel		45,60 TTC
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0671 ASC Rotationnel	BSI 0672 ASC Rotationnel		48,00 HT
	BSI 0685 ASC Anti-rotationnel	BSI 0686 ASC Anti-rotationnel		57,60 TTC
	Analogue de laboratoire			
	BSI 0615 Analogue d'implant	BSI 0616 Analogue d'implant		10,00 HT 12,00 TTC



Zimmer Tapered Screw-vent® compatible

SOLUTIONS CLINIQUE	3.5	4.5	5.7	PRIX €
	Pilier de cicatrisation Titane (non-stérile)			
	BSI 0274 Ø4.0 H3.0mm	BSI 0276 Ø5.0 H3.0mm	BSI 0288 Ø6.5 H3.0mm	15,00 HT
	BSI 0275 Ø4.0 H5.0mm	BSI 0277 Ø5.0 H5.0mm	BSI 0289 Ø6.5 H5.0mm	18,00 TTC
	Transfert d'empreinte Combiné, Porte empreinte Ouvert et Fermé (incl 2 Vis guides)			
	BSI 0267 Anti-rotationnel	BSI 0268 Anti-rotationnel	BSI 0280 Anti-rotationnel	16,60 HT 19,90 TTC
	Pilier provisoire Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0254 Rotationnel	BSI 0237 Rotationnel	BSI 0285 Rotationnel	24,00 HT
	BSI 0255 Anti-rotationnel	BSI 0247 Anti-rotationnel	BSI 0369 Anti-rotationnel	28,80 TTC
	Vis prothétique Titane (25Ncm)			
SOLUTIONS LABORATOIRE	BSI 0696 Standard Hex1.27	BSI 0696 Standard Hex1.27	BSI 0696 Standard Hex1.27	6,50 HT
	BSI 0697 ASC Torx06 «Jaune»	BSI 0697 ASC Torx06 «Jaune»	BSI 0697 ASC Torx06 «Jaune»	7,80 TTC
	Pilier Standard Titane (incl Vis prothétique)			
	BSI 0775 Ø4.0 H2.0mm	BSI 0776 Ø4.5 H2.0mm	BSI 0777 Ø5.8 H2.0mm	29,00 HT 34,80 TTC
	BSI 0778 15° Ø4.0 H2.0mm	BSI 0779 15° Ø4.5 H2.0mm		
				37,50 HT 45,00 TTC
	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)			
	BSI 0619 ASC Rotationnel	BSI 0620 ASC Rotationnel	BSI 0621 Rotationnel	14,00 HT
	BSI 0622 ASC Anti-rotationnel	BSI 0623 ASC Anti-rotationnel	BSI 0624 Anti-rotationnel	16,80 TTC
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
SOLUTIONS LABORATOIRE	BSI 0668 ASC Rotationnel	BSI 0669 ASC Rotationnel	BSI 0670 ASC Rotationnel	38,00 HT
	BSI 0676 ASC Anti-rotationnel	BSI 0677 ASC Anti-rotationnel	BSI 0678 ASC Anti-rotationnel	45,60 TTC
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
	BSI 0769 ASC Rotationnel	BSI 0770 ASC Rotationnel	BSI 0771 ASC Rotationnel	48,00 HT
	BSI 0687 ASC Anti-rotationnel	BSI 0688 ASC Anti-rotationnel	BSI 0689 ASC Anti-rotationnel	57,60 TTC
	Analogue de laboratoire			
	BSI 0600 Analogue d'implant	BSI 0601 Analogue d'implant	BSI 0602 Analogue d'implant	10,00 HT 12,00 TTC



Biotech Dental compatible

SOLUTIONS LABORATOIRE

Kontakt		PRIX €	
Vis prothétique Titane			
BSI 0565	Standard Hex1.20 (20Ncm)		12,50 HT
BSI 0566	ASC Torx06 «Jaune» (20Ncm)		15,00 TTC
Pilier Standard Titane (incl Vis prothétique)			
BSI 0466	Ø4.0 H1.5mm		48,00 HT
BSI 0467	Ø4.0 H3.5mm		57,60 TTC
BSI 0468	Ø5.0 H1.5mm		
BSI 0469	Ø5.0 H3.5mm		
BSI 0473	15° Ø4.0 H1.5mm		58,00 HT
BSI 0474	15° Ø4.0 H3.5mm		69,60 TTC
BSI 0482	15° Ø5.0 H1.5mm		
BSI 0483	15° Ø5.0 H1.5mm		
BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)			
BSI 0581	ASC Rotationnel		25,00 HT
BSI 0582	Anti-rotationnel		30,00 TTC
BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
BSI 0585	ASC Rotationnel		38,00 HT
BSI 0586	Anti-rotationnel		45,60 TTC
BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)			
BSI 0587	ASC Rotationnel		48,00 HT
BSI 0588	Anti-rotationnel		57.60 TTC
Analogue de laboratoire			
BSI 0661	Analogue d'implant		10,00 HT 12,00 TTC



LIVRAISON EXPRESS 24H

Toutes les commandes passées avant 15h00
sont envoyées en express pour une livraison le lendemain.



Global D compatible

SOLUTIONS LABORATOIRE	In-Kone		PRIX €
	Vis prothétique Titane		
	BSI 0528	Standard Hex1.20 (25Ncm)	12,50 HT
	BSI 0529	ASC Torx06 «Couleur jaune» (25Ncm)	15,00 TTC
			
	Pilier Standard Titane (incl 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0491	Ø4.0 H1.5mm	48,00 HT
	BSI 0492	Ø4.0 H3.5mm	57,60 TTC
	BSI 0493	Ø5.0 H1.5mm	
	BSI 0494	Ø5.0 H3.5mm	
			
	BSI 0495	15° Ø4.0 H2.0mm	58,00 HT
	BSI 0496	15° Ø5.0 H2.0mm	69,60 TTC
			
	BioSmile Cylindre calcinable (2 Vis prothétiques)		
	BSI 0579	ASC Rotationnel	25,00 HT
	BSI 0580	ASC Anti-rotationnel	30,00 TTC
			
	BioSmile Ti-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0583	ASC Rotationnel	38,00 HT
	BSI 0584	ASC Anti-rotationnel	45,60 TTC
			
	BioSmile CoCr-base™ (incl Cylindre calcinable et 2 Vis prothétiques)		
	BSI 0598	ASC Rotationnel	48,00 HT
	BSI 0599	ASC Anti-rotationnel	57,60 TTC
			
	Analogue de laboratoire		
	BSI 0659	Analogue d'implant	10,00 HT
			12,00 TTC

Commande en ligne 24h/24h

Créez votre compte «mon compte» et bénéficiez d'une remise de 10% sur toutes les commandes passée en ligne avec le code promo «biosmile10»

www.biosmileintegration.com

 Nobel Brånemark Hexagon Externe compatible	 Nobel CC Conical Connection compatible	 NobelReplace® (Trilob) compatible	 Straumann® Bone Level compatible
 Straumann® Tissue Level compatible	 Astra Tech OsseoSpeed™ & BioSmile	 Astra Tech OsseoSpeed™ EV	 Zimmer Tapered Screw-vent®



Instrument prothétique et laboratoire

INSTRUMENTS PROTHÉTIQUE ET LABORATOIRE

PRIX €

Tournevis mécanique

BSI 0814	Universal Hex1.20 à 1.29	20mm
BSI 0815	Universal Hex1.20 à 1.29	24mm
BSI 0816	Universal Hex1.20 à 1.29	35mm
BSI 0803	Unigrip™ (Nobel)	20mm
BSI 0804	Unigrip™ (Nobel)	24mm
BSI 0805	Unigrip™ (Nobel)	35mm
BSI 0806	Torx06 (Straumann)	20mm
BSI 0807	Torx06 (Straumann)	24mm
BSI 0808	Torx06 (Straumann)	35mm



28,00 HT
33,60 TTC

BSI 0831	BioSmile ASC Torx06 ASC	20mm
BSI 0832	BioSmile ASC Torx06 ASC	24mm
BSI 0833	BioSmile ASC Torx06 ASC	35mm



48,00 HT
57,60 TTC

BSI 0813	Tournevis Multi-unit NP/RP (Nobel)	25mm
-----------------	------------------------------------	------



48,00 HT
57,60 TTC

Adaptateur manuel pour tournevis mécaniques

BSI 0826	Adaptateur manuel Tournevis mécaniques	Universal
-----------------	--	-----------



58,00 HT
69,60 TTC

Clé dynamométrique prothétique

BSI 0825	Clé dynamométrique prothétique (incl Adaptateur pour Tournevis mécaniques)	10-35Ncm
-----------------	--	----------



178,00 HT
213,60 TTC

Support trousse de prothèse

BSI 0828	BioSmile Integration Trousse de prothèse 1 x Boîte de prothèse 1 x Clé dynamométrique prothétique (10-35Ncm) 1 x Adaptateur manuel 2 x Tournevis mécanique BioSmile ASC Torx06 1 x Tournevis mécanique pour pilier transvissé (Multi-unit ou UniAbutment ou Screw-retained) 2 x Tournevis mécanique standard selon système implantaire	10-35Ncm
-----------------	--	----------



375,00 HT
450,00 TTC

Outils pour BioSmile ASC

BSI 0824	Outil d'angulation BioSmile ASC	Universal
-----------------	---------------------------------	-----------



20,00 HT
24,00 TTC

BSI 0821	Dremel fer à air chaud pour BioSmile ASC	Versatip
-----------------	--	----------



68,00 HT
81,60 TTC

BioSmile
I n t e g r a t i o n

Partenaire
Distributeur exclusif France

Brånemark Integration Sweden AB
A SWEDISH DENTAL COMPAGNY

BioSmile Integration SAS

23, Rue Nollet
75017 Paris
France

Tel. +33 (0)1 85 76 47 77
contact@biosmileintegration.com

biosmileintegration.com



Copyright © SA BIOSMILEINTEGRATION
Doc.No:000 002 rev.00 2020

